



Luxembourg, le 21 octobre 2021

Comment générer un certificat Covid Check avec code QR de test antigénique rapide (TAR) ?

Seuls les professionnels de la santé autorisés par la loi Covid-19 (article 3 quater) peuvent générer des certificat Covid Check avec code QR après TAR :

1. Se logger sur myguichet.lu avec un certificat LuxTrust. Tout certificat LuxTrust peut convenir, privé ou professionnel.
2. S'il s'agit d'une première réalisation d'une démarche professionnelle en tant que professionnel de la santé, créer un espace professionnel en cliquant sur le bouton « gérer mes espaces ». Cette étape n'est à faire que lors de la première utilisation.
3. Ouvrir son espace professionnel.
4. Sélectionner la démarche « Générer un Covid Check Certificat de test antigénique rapide (TAR) négatif » sous l'onglet « catalogues des démarches ».
5. Remplir le formulaire et le soumettre (attention, il faut compléter toute la démarche et la terminer par le bouton « transmettre »).
6. Endéans la minute, un certificat de type « EU Digital Covid Certificate » avec code QR est généré sous format pdf, il peut être trouvé sous l'onglet « Communications » et il peut être imprimé, téléchargé et envoyé électroniquement à la personne testée.
7. La personne testée retrouve d'ailleurs le même document (certificat) dans son propre espace « myguichet.lu ».